

APPAREIL AMOVIBLE



Ces appareils sont fabriqués à partir d'empreintes précises de tes dents, et ajustés à chaque contrôle pour bien tenir.

Si une tension anormale apparaît ou que l'appareil ne tient pas bien, appelle-nous rapidement et continue si possible à porter ton appareil jusqu'au rendez-vous.

Selon les indications de ton orthodontiste, l'appareil devra être porté :

24/24h

13/24h

de nuit (9-10/24h)

Conseils d'entretien

- Tous les matins, lave-le à l'aide d'une brosse-à-dents, rince-le à l'eau tiède et sèche-le
- Range l'appareil (propre et sec) dans sa boîte, si possible entrouverte afin d'éviter les mauvaises odeurs. **ATTENTION évite de l'emballer dans un mouchoir car grand risque de perte !**
- Si des dépôts blancs se forment (tartre), utilise de l'Ecosym® gel que tu trouveras en pharmacie. Quelques gouttes sur l'appareil et un coup de brosse-à-dents suffisent