

## POSITIONNEUR



Le positionneur est un appareil fait de silicone permettant de parfaire le résultat de notre traitement, après la dépose des appareillages fixes, et donc d'améliorer sa stabilité.

Pour éviter que les malpositions réapparaissent, nous vous encourageons à suivre les instructions suivantes :

### Comment porter le positionneur ?

1. Les 2 premières semaines : la nuit + au moins 1h la journée avec les exercices
2. Ensuite toutes les nuits pendant 3 à 4 mois (selon évolution lors des contrôles)

### Comment entretenir le positionneur ?

- Tous les matins, à l'aide d'une brosse-à-dents et d'un peu de dentifrice :  
lavez-le → rincez-le à l'eau tiède → séchez-le
- Conservez-le bien dans votre boîte, si possible entrouverte pour bien l'aérer
- Évitez de le laisser à la portée de votre animal domestique

Lors de votre contrôle au cabinet, n'oubliez pas de prendre votre positionneur.