


Plaque de contention:



Recommandations:

- Tous les matins, à l'aide d'une brosse à dents et d'un peu de dentifrice, lavez-la et rincez-la à l'eau tiède puis séchez-la.
- Si des dépôts blancs se forment, utilisez de l'Ecosym[®] gel que vous trouvez en pharmacie. Quelques gouttes sur l'appareil et un coup de brosse-à-dents suffisent
- Elle peut également être nettoyée dans un verre d'eau dans lequel une pastille effervescente pour nettoyer les prothèses dentaires a été ajoutée. On les trouve sous les noms de Corega Tabs[®], Candiada[®] et Kukident[®].
- Rangez l'appareil dans sa boîte et gardez-la entrouverte afin d'éviter les mauvaises odeurs